

# Каталог продукции

В этом документе указаны выбранные вами товары из онлайн-каталога продукции Hamilton Medical. Содержимое определяется по указанным ниже параметрам.

Дата создания: **20 августа 2019**


Настройки для страны: **Россия**


Ваш выбор: **Все категории**  
Поиск по ключевым словам


Изменения в онлайн-каталог продукции могут вноситься без предварительного извещения. Актуальная и наиболее полная информация о продукции доступна в Интернете.

## Обозначения


 Одноразовый

 Взрослый

 Упаковочный блок каждого отдельного продукта указан на этом значке коробки.

 Многоразовый

 Ребенок

 Автоклавируемый

 Младенец

## Датчики потока

### Продукт

### Описание

	<b>281637 Датчик потока, 10 шт., 188 см</b> 10 ⊗ ♿ ♿	Коннекторы 15M (штекер) x 15F (гнездо)/22M (штекер)  For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO, RAPHAEL GTIN: 07630002800860 Dimensions: L: 188 cm / 74 in Includes: <a href="#">PN 279937</a> Адаптер для калибровки датчика потока
	<b>282049 Датчик потока, 10 шт., 260 см</b> 10 ⊗ ♿ ♿	Коннекторы 15M (штекер) x 15F (гнездо)/22M (штекер)  For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO, RAPHAEL GTIN: 07630002800877 Dimensions: L: 260 cm / 102 in Includes: <a href="#">PN 279937</a> Адаптер для калибровки датчика потока
	<b>282051 Датчик потока, 10 шт., 330 см</b> 10 ⊗ ♿ ♿	Коннекторы 15M (штекер) x 15F (гнездо)/22M (штекер)  For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO, RAPHAEL GTIN: 07630002800891 Dimensions: L: 330 cm / 130 in Includes: <a href="#">PN 279937</a> Адаптер для калибровки датчика потока
	<b>279937 Адаптер для калибровки датчика потока</b> 10 ⊗ ♿ ♿	Для датчиков потока PN 281637, PN 281911, PN 282049, PN 282050 и PN 282051.  For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO GTIN: 07630002800914
	<b>260177 Датчик потока, 10 шт., 160 см</b> 10 ⊗ ♿ ♿	15M (штекер) x 15F (гнездо) (со стороны пациента)  For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO, RAPHAEL GTIN: 07630002802840 Dimensions: L: 160 cm / 63 in Notes: Если используется адаптер воздуховода основного потока Hamilton Medical Capnostat 5 (PN 281720 или PN 281722) или адаптер для мониторинга CO2, произведенный не компанией Hamilton Medical, необходимо также заказать адаптер 15M (штекер)/15F (гнездо) (PN 281803).  Includes: <a href="#">PN 279964</a> Адаптер для калибровки датчика потока

**Продукт****Описание****155500 Датчик потока, 10 шт., 188 см**

10



15M (штекер) x 15F (гнездо) (со стороны пациента)

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002801362

Dimensions: L: 188 cm / 74 in

Notes: Если используется адаптер воздуховода основного потока Hamilton Medical Capnostat 5 (PN 281720 или PN 281722) или адаптер для мониторинга CO2, произведенный не компанией Hamilton Medical, необходимо также заказать адаптер 15M (штекер)/15F (гнездо) (PN 281803).

Includes: [PN 279964](#) Адаптер для калибровки датчика потока**260179 Датчик потока, 10 шт., 310 см**

10



15M (штекер) x 15F (гнездо) (со стороны пациента)

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002802857

Dimensions: L: 310 cm / 122 in

Notes: Если используется адаптер воздуховода основного потока Hamilton Medical Capnostat 5 (PN 281720 или PN 281722) или адаптер для мониторинга CO2, произведенный не компанией Hamilton Medical, необходимо также заказать адаптер 15M (штекер)/15F (гнездо) (PN 281803).

Includes: [PN 279964](#) Адаптер для калибровки датчика потока**279964 Адаптер для калибровки датчика потока**

10



Для неонатальных датчиков потока PN 155500, PN 260177 и PN 260179

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002804417

**950185 Датчик потока, 1 шт., 188 см**

1

Коннекторы от НД 15 до ВД 15/НД 22 (мм)  
С тремя застежками для крепления трубкиFor ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002803489

Dimensions: L: 188 cm / 74 in

Notes: Точность датчика снижается до +/-15% или 15 мл (в зависимости от того, какое значение больше), даже после калибровки с использованием аппарата ИВЛ RAPHAEL.

Includes: [PN 282323](#) Адаптер для калибровки датчика потока**281803 Адаптер, 15M (штекер)/15F (гнездо)**

25



Для подключения неонатального датчика потока к неонатальному адаптеру воздуховода.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1

GTIN: 07630002803762

## Фильтры и адаптеры

### Продукт

### Описание



**282323**

#### Адаптер для калибровки датчика потока



ВД 15/НД 22 x ВД 15/НД 22 (мм)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL



GTIN: 07630002803083  
Materials: Полисульфон



**281803**

#### Адаптер, 15М (штекер)/15F (гнездо)



Для подключения неонатального датчика потока к неонатальному адаптеру воздуховода.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1



GTIN: 07630002803762



**279406**

#### Адаптер для шланга 900 MR 534



15F (гнездо)/22М (штекер) x 15F (гнездо)/22М (штекер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO



Materials: Полисульфон

Notes: Входит в комплект небулайзера (PN 151986).



**279211**

#### Бактериальный фильтр вдоха



15М (штекер)/22F (гнездо) (пробоотборное отверстие) x 15F (гнездо)/22М (штекер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO



GTIN: 07630002803663

Notes: Эффективность: 99,99% (в случае бактериального заражения), 99,97% (в случае вирусного заражения)

Соединение:

На стороне пациента: ВД 15 мм/НД 22 мм (пробоотборное отверстие)

На стороне аппарата: ВД 22 мм

Мертвое пространство: 97 мл

Сопротивление: 1,3 смН2О при скорости потока 20 л/мин,

5,4 смН2О при скорости потока 90 л/мин

Фильтрующий материал: PLSF и гидрофобный фильтр



**279204**

**Бактериальный фильтр вдоха**



15M (штекер)/22F (гнездо) x 15F (гнездо)/22M (штекер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1

GTIN: 07630002803656



Notes: Эффективность:  $\geq 99,999\%$

Соединение:

На стороне пациента: НД 22 мм

На стороне аппарата: ВД 22 мм

Мертвое пространство: 63 мл

Сопrotивление: 1,5 смН2О при скорости потока 60 л/мин

Фильтрующий материал: гидрофобный шар, изготовленный с использованием силиконовой смолы и искусственных волокон



**281537**

**Фильтр в конце магистрали выдоха**



22M (штекер)/22F (гнездо) (RT020)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1

GTIN: 07630002803687



Notes: Эффективность:  $>99,997\%$  (в случае бактериального заражения),  $>99,99\%$  (в случае вирусного заражения)

Соединение:

На стороне пациента: НД 22 мм

На стороне аппарата: ВД 22 мм

Мертвое пространство: 38 мл

Сопrotивление: 0,96 смН2О при скорости потока 45 л/мин

Фильтрующий материал: модакриловая или полипропиленовая смесь



**279494**

**Фильтр теплообменника**



22M (штекер)/15F (гнездо)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002803670



Notes: Соединение:

На стороне пациента: ВД 15 мм/НД 22 мм

На стороне аппарата: НД 15 мм/ВД 22 мм

Мертвое пространство: 90 мл

Сопrotивление: 1,5 смН2О при скорости потока 50 л/мин

Фильтрующий материал: гофрированная гидрофобная мембрана



**279338**

**У-образный коннектор**



Коннекторы 15F (гнездо)/22M (штекер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO



Materials: Полисульфон

**Продукт****Описание****279496****У-образный коннектор**

Коннекторы 15F (гнездо)/22M (штекер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO



Materials: Полисульфон

**279665****У-образный коннектор**

10M (штекер) x 10M (штекер) x 15F (гнездо)/22M (штекер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO



Materials: Полисульфон

**279420****Адаптер**

15M (штекер) x 10M (штекер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO



Materials: Полисульфон

**151235****Трубка для замера дополнительного давления**

ВД 4 мм, НД 6 мм



For ventilator: HAMILTON-S1/G5

GTIN: 07630002811132



Materials: поливинилхлорид

Dimensions: L: 150 cm / 59 in

**281002****F&P: угловой адаптер (90°) с разъемом для температурного датчика**

Для использования с температурными зондами или термометрами Fisher &amp; Paykel для воздуховода (22F (гнездо)-22M (штекер)/22F (гнездо)).




For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1

GALILEO



GTIN: 07630002803571

**161236****Фильтр HEPA**

Впускной воздушный фильтр



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1


GTIN: 07630002807753

**160216****Фильтр HEPA**

For ventilator: HAMILTON-C6/C3/C2

GTIN: 07630002807746





**161275**

**Комплект фильтров**



Комплект состоит из пяти впускных воздушных фильтров-пылеотделителей и пяти фильтров охлаждающего вентилятора.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1  
GTIN: 07630002802239



**279963**

**Теплообменник с фильтром**



TV range (mL) <= 800

Weight (grams) 47



Resistance (cmH2O) 2, 60 LPM

Dead space (mL) 85

Bacterial efficiency 99.999%

Viral efficiency 99.999%



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002805278

Notes: Эффективность: ≥99,999%

Соединение:


На стороне пациента: ВД 15 мм/НД 22 мм

На стороне аппарата: ВД 22 мм

Мертвое пространство: 85 мл

Сопротивление: 2 смH2O при скорости потока 60 л/мин

Фильтрующий материал: Смешанное средство: на стороне пациента - гидрофобный шар, изготовленный с использованием силиконовой смолы и искусственных минеральных волокон; на стороне аппарата - гидрофильный целлюлозный шар



**160215**

**Фильтр-пылеотделитель для фильтра HEPA и охлаждающего вентилятора**



For ventilator: HAMILTON-C3/C2

GTIN: 07630002802246



**Продукт**

**Описание**



**279974**

**Фильтр теплообменника**



TV range (mL) 250-1000

Weight (grams) 28

Resistance (cmH<sub>2</sub>O) 2.04, 60 LPM

Dead space (mL) 45

Bacterial efficiency 99.999%

Viral efficiency 99.99%

Placement: Filter for machine and/or patient side (inspiratory and/or expiratory limb)

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002805797

Notes: Эффективность: 99,999% (в случае бактериального заражения), 99,99% (в случае вирусного заражения)

Соединение:

На стороне пациента: ВД 15 мм/НД 22 мм

На стороне аппарата: НД 15 мм/ВД 22 мм

Мертвое пространство: 45 мл

Сопротивление: 0,93 смН<sub>2</sub>O при скорости потока 30 л/мин; 2,04 смН<sub>2</sub>O при скорости потока 60 л/мин; 3,49 смН<sub>2</sub>O при скорости потока 90 л/мин

Фильтрующий материал: бумажное электростатическое волокно



**282551**

**Прямой адаптер**



НД 10М (штекер)/10М (штекер)

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1

GTIN: 07630002807173

Materials: ПП



**282556**

**Прямой адаптер**



НД 15М (штекер)/15М (штекер)

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002807180

Materials: ПП



**281591**

**F&P: адаптер**



Для использования с увлажнителем Fisher & Paykel MR850 (10М (штекер) x 10М (штекер)).

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1 GALILEO



**281417**

**F&P: адаптер**



Для двойного провода-нагревателя увлажнителя Fisher & Paykel MR850.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1 GALILEO



## Продукт

## Описание



281419

1



### F&P: электрический адаптер, провод-нагреватель

Для использования с увлажнителем Fisher & Paykel MR850.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
GALILEO



160595

2



### Адаптер неонатального дыхательного контура

Для неонатальных комплектов дыхательного контура с поглощающим элементом.

For ventilator: HAMILTON-C3/C2  
GTIN: 07630002804684



160960

2



### Circuit adapter

For adult/pediatric breathing sets, providing a dampening element.

For ventilator: HAMILTON-C3/C2



281260

1



### Угловой адаптер, 90°

15F (гнездо)/22M (штекер) x 22F (гнездо)

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002803588

Materials: Пластик, полисульфон

# Дыхательные контуры

## Продукт

## Описание



20



### 260206 Дыхательный контур, коаксиальный, 20 шт., 180 см

Предварительно собранный комплект с увеличиваемым патрубком выдоха (без датчика потока).

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002800327  
Dimensions: L: 180 cm / 71 in



20



### 260207 Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 20 шт., 180 см

Предварительно собранный комплект с увеличиваемым патрубком выдоха и датчиком потока.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002800303  
Dimensions: L: 180 cm / 71 in  
Includes: [PN 281637](#) Датчик потока, 10 шт., 188 см



10



### 260127 Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 10 шт., 240 см

Предварительно собранный комплект с угловым адаптером, датчиком потока и клапаном выдоха.

For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002802956

Dimensions: L: 240 cm / 94 in  
Includes: [PN 282049](#) Датчик потока, 10 шт., 260 см  
[PN 161186](#) Комплект клапана выдоха



20



### 260128 Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 20 шт., 180 см

Предварительно собранный комплект с угловым адаптером, датчиком потока и клапаном выдоха.

For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002802963

Dimensions: L: 180 cm / 71 in  
Includes: [PN 281637](#) Датчик потока, 10 шт., 188 см  
[PN 161186](#) Комплект клапана выдоха



10



### 260167 Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 10 шт., 300 см

Предварительно собранный комплект с угловым адаптером, датчиком потока и клапаном выдоха.

For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002802970

Dimensions: L: 300 cm / 118 in  
Includes: [PN 282051](#) Датчик потока, 10 шт., 330 см  
[PN 161186](#) Комплект клапана выдоха



8



### 260168 Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 8 шт., 480 см

Предварительно собранный комплект с угловым адаптером, датчиком потока и клапаном выдоха.

For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002802987

Dimensions: L: 480 cm / 189 in  
Includes: [PN 161186](#) Комплект клапана выдоха

**Продукт****Описание****260087**

20

**Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 20 шт., 180 см**

Предварительно собранный комплект с угловым адаптером и датчиком потока (без клапана выдоха).

For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800921

Dimensions: L: 180 cm / 71 in

**260094**

10

**Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 10 шт., 240 см**

Предварительно собранный комплект с угловым адаптером и датчиком потока (без клапана выдоха).

For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800945

Dimensions: L: 240 cm / 94 in

Includes: [PN 282049](#) Датчик потока, 10 шт., 260 см**260145**

10

**Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 10 шт., 300 см**

Предварительно собранный комплект с угловым адаптером и датчиком потока (без клапана выдоха).

For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002801959

Dimensions: L: 300 cm / 118 in

Includes: [PN 282051](#) Датчик потока, 10 шт., 330 см**260144**

8

**Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 8 шт., 480 см**

Предварительно собранный комплект с угловым адаптером и датчиком потока (без клапана выдоха).

For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002801935

Dimensions: L: 480 cm / 189 in

**260184**

20

**Комплект дыхательного контура, коаксиальный, 20 шт., 180 см**

Предварительно собранный комплект с увеличиваемым патрубком выдоха, комплектом клапана выдоха и датчиком потока.

For ventilator: HAMILTON-S1/G5

GTIN: 07630002805506

Dimensions: L: 180 cm / 71 in

**161435**

1

**Защитный чехол дыхательного контура**

Моющееся покрытие для дыхательного контура

For ventilator: HAMILTON-T1

GTIN: 07630002805063

Dimensions: L: 170 cm / 67 in

**161436**

1

**Защитный чехол дыхательного контура**

Моющееся покрытие для дыхательного контура

For ventilator: HAMILTON-T1

GTIN: 07630002805070

Dimensions: L: 230 cm / 91 in



**260180**

**Комплект дыхательного контура с У-образным патрубком**

20

С У-образным коннектором, датчиком потока, адаптером для калибровки датчика потока и линией контроля давления с Т-образными коннекторами.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002804301

Dimensions: L: 150 cm / 59 in

Notes: Если используется адаптер воздуховода основного потока Hamilton Medical Capnostat 5 (PN 281720 или PN 281722) или адаптер для мониторинга CO2, произведенный не компанией Hamilton Medical, необходимо также заказать адаптер 15M (штекер)/15F (гнездо) (PN 281803).

Includes: [PN 260177](#) Датчик потока, 10 шт., 160 см  
[PN 260174](#) Линия контроля давления для режимов nCPAP/nCPAP-PC



**260182**

**Комплект дыхательного контура с У-образным патрубком**

10

С У-образным коннектором, датчиком потока, адаптером для калибровки датчика потока и линией контроля давления с Т-образными коннекторами.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002804318

Dimensions: L: 300 cm / 118 in

Notes: Если используется адаптер воздуховода основного потока Hamilton Medical Capnostat 5 (PN 281720 или PN 281722) или адаптер для мониторинга CO2, произведенный не компанией Hamilton Medical, необходимо также заказать адаптер 15M (штекер)/15F (гнездо) (PN 281803).

Includes: [PN 260179](#) Датчик потока, 10 шт., 310 см  
[PN 260176](#) Линия контроля давления для режимов nCPAP/nCPAP-PC



**260170**

**Комплект дыхательного контура с У-образным патрубком**

20

С клапаном выдоха, У-образным коннектором, датчиком потока, адаптером для калибровки датчика потока и линией контроля давления с Т-образными коннекторами.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002805902

Dimensions: L: 150 cm / 59 in

Notes: Если используется адаптер воздуховода основного потока Hamilton Medical Capnostat 5 (PN 281720 или PN 281722) или адаптер для мониторинга CO2, произведенный не компанией Hamilton Medical, необходимо также заказать адаптер 15M (штекер)/15F (гнездо) (PN 281803).

Includes: [PN 260177](#) Датчик потока, 10 шт., 160 см  
[PN 260174](#) Линия контроля давления для режимов nCPAP/nCPAP-PC

## Продукт

## Описание



**260169**

### Комплект дыхательного контура с У-образным патрубком

10

С клапаном выдоха, У-образным коннектором, датчиком потока, адаптером для калибровки датчика потока и линией контроля давления с Т-образными коннекторами.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002805919

Dimensions: L: 300 cm / 118 in

Notes:

Если используется адаптер воздуховода основного потока Hamilton Medical Capnostat 5 (PN 281720 или PN 281722) или адаптер для мониторинга CO2, произведенный не компанией Hamilton Medical, необходимо также заказать адаптер 15M (штекер)/15F (гнездо) (PN 281803).

Includes: [PN 260179](#) Датчик потока, 10 шт., 310 см

[PN 260176](#) Линия контроля давления для режимов nCPAP/nCPAP-PC



**260105**

### Гибкая угловая трубка

1

С пробоотборным отверстием и коннекторами 15F (гнездо)/22M (штекер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO, RAPHAEL

Dimensions: L: 10 cm / 4 in



**260112**

### Гибкая угловая трубка

1

С пробоотборным отверстием и полипропиленовыми коннекторами 15F (гнездо)/22M (штекер), подключение к аппарату ИВЛ: 22F (гнездо), роторный подключение к пациенту: 22M (штекер)/22F (гнездо)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO, RAPHAEL

Dimensions: L: 15 cm / 6 in



**260114**

### Гибкая угловая трубка

1

С пробоотборным отверстием, подключение к аппарату ИВЛ: 15F (гнездо), роторный подключение к пациенту: 22M (штекер)/22F (гнездо)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/MR1

GALILEO, RAPHAEL

Dimensions: L: 5 cm / 2 in



**161136**

### Protective sleeve (black)

1

Washable black cover for breathing circuit



For ventilator: HAMILTON-T1

Materials: PP

Dimensions: L: 170 cm / 67 in



**161137**

### Protective sleeve (black)

1


Washable black cover for breathing circuit



For ventilator: HAMILTON-T1

Materials: PP

Dimensions: L: 230 cm / 91 in




**260161**



**HAMILTON-BC8022: комплект дыхательного контура для взрослых с U-образным коннектором**

Предварительно собранный нагреваемый дыхательный контур с водным резервуаром, температурным зондом и универсальным коннектором. Только для увлажнителя HAMILTON-H900.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
 GTIN: 07630002801560  
 Notes: Контур вдоха (синий): 188 см  
 Контур выдоха (белый): 188 см  
 Короткий контур (синий): 60 см  
 Коннекторы: 22F (гнездо)




**260186**



**HAMILTON-BC4022: комплект дыхательного контура для взрослых с одним патрубком**

Предварительно собранный нагреваемый дыхательный контур с водным резервуаром, температурным зондом и универсальным коннектором. Только для увлажнителя HAMILTON-H900.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
 GTIN: 07630002804189  
 Notes: Для аппаратов ИВЛ HAMILTON-G5/S1 с программным обеспечением версии 2.60.  
 Контур вдоха: 188 см  
 Короткий контур: 60 см  
 Коннекторы: 22F (гнездо)




**260185**



**HAMILTON-BC8010: комплект дыхательного контура для младенцев с U-образным коннектором**

Предварительно собранный нагреваемый дыхательный контур с водным резервуаром, удлинителем для использования в кувезах, температурным зондом и универсальным коннектором. Для пациентов весом до 15 кг.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
 GTIN: 07630002800846  
 Notes: 2 контура вдоха (синие): 130 см/30 см  
 Контур выдоха (белый): 160 см  
 Короткий контур (синий): 60 см  
 Коннекторы: 10F (гнездо)/15F (гнездо)/15M (штекер) с адаптерами



**260187**



**HAMILTON-BC4010: комплект дыхательного контура для младенцев с одним патрубком**

Предварительно собранный нагреваемый дыхательный контур с водным резервуаром, удлинителем для использования в кувезах, температурным зондом и универсальным коннектором. Для пациентов весом до 15 кг. Только для увлажнителя HAMILTON-H900.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
 GTIN: 07630002801416  
 Notes: Для аппаратов ИВЛ HAMILTON-G5/S1 с программным обеспечением версии 2.60.  
 2 контура вдоха: 130 см/30 см  
 Короткий контур: 60 см  
 Коннекторы: 10F (гнездо)/15F (гнездо)/15M (штекер) с адаптерами

Продукт

Описание



**279980**

**Комплект влагосборника**



Комплект влагосборника предназначен для сбора конденсата со стороны патрубка выдоха во время вентиляции легких с использованием подогреваемого дыхательного контура и увлажнителя.

For ventilator: HAMILTON-S1/G5

GTIN: 07630002808774

Notes: Утечка газовой смеси: < 25 мл/мин при давлении 30 смH2O

Сжимаемый объем: < 90 мл


Податливость: < 1,5 мл/гПа

Сопротивление потоку при расходе 2,5 л/мин: < 0,06 смH2O/л/мин

Сопротивление потоку при расходе 15 л/мин: < 0,12 смH2O/л/мин

Сопротивление потоку при расходе 30 л/мин: < 0,74 смH2O/л/мин

Includes: [PN 282658](#) Прямой коннектор



**161825**

**Комплект фильтров**



Комплект состоит из пяти впускных воздушных фильтров-пылеотделителей и пяти фильтров охлаждающего вентилятора.

For ventilator: HAMILTON-MR1

GTIN: 07630002802826

# Клапаны выдоха

## Продукт

## Описание



**950158**



**Комплект клапана выдоха**

С корпусом и мембраной



For ventilator: HAMILTON-S1/G5  
GALILEO



GTIN: 07630002805384



**161186**



**Комплект клапана выдоха**

С крышкой и мембраной.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1



GTIN: 07630002802734



**161189**



**Комплект клапана выдоха**

С крышкой и мембраной.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1



GTIN: 07630002803199



**151972**



**Комплект клапана выдоха**

С крышкой и мембраной.



For ventilator: HAMILTON-S1/G5  
GALILEO, RAPHAEL



GTIN: 07630002803441

Requires: [PN 151233](#) Мембрана клапана выдоха



**151233**



**Мембрана клапана выдоха**

Для использования с PN 151228



For ventilator: HAMILTON-S1/G5  
GALILEO, RAPHAEL



GTIN: 07630002801348



**151228**



**Крышка клапана выдоха**

Для использования с PN 151233



For ventilator: HAMILTON-S1/G5  
GALILEO, RAPHAEL



GTIN: 07630002801331



**161188**



**Комплект клапана выдоха**

С крышкой и мембраной.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1



GTIN: 07630002804479



## Продукт

## Описание



**161175**

1

### Комплект клапана выдоха

С крышкой и мембраной.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002801980



Includes: [PN 161390](#) Мембрана клапана выдоха



**161390**

5

### Мембрана клапана выдоха

Для использования с PN 161175



For ventilator: HAMILTON-C1/T1/MR1

GTIN: 07630002801997



**160245**

1

### Комплект клапана выдоха

С крышкой и мембраной.



For ventilator: HAMILTON-C6/C3/C2

GTIN: 07630002801133



Includes: [PN 160500](#) Мембрана клапана выдоха



**160500**

5

### Мембрана клапана выдоха

Для использования с PN 160245



For ventilator: HAMILTON-C6/C3/C2

GTIN: 07630002801140



# Измерение CO2

## Продукт

## Описание



282157

### Датчик CO2 CAPNOSTAT-5™ (угловой, 90°)



Датчик CO2 для основного потока, используемый при волюметрической капнографии.



For ventilator: HAMILTON-C1/T1

GTIN: 07630002803168



Notes: Требуется панель подключения устройств связи и адаптер воздуховода основного потока.



281718

### Датчик CO2 CAPNOSTAT-5™



Датчик CO2 для основного потока, используемый при волюметрической капнографии.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2

GTIN: 07630002801225



Dimensions: L: 282 cm / 111 in

Notes: Требуется панель подключения устройств связи, адаптер воздуховода основного потока и модуль CO2 (HAMILTON-G5/S1).



281719

### Адаптер воздуховода основного потока для датчика CO2



Диаметр ЭТ-трубки > 4 мм

Мертвое пространство: 5 куб. см

Масса: 7,7 г



Снижения давления: 0,40 смH2O при расходе 60 л/мин



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1

GTIN: 07630002801287



281720

### Адаптер воздуховода основного потока для датчика CO2



Для использования неонатального датчика потока в сочетании с одноразовым (PN 281720) или многоразовым (PN 281722) адаптером воздуховода для неонатального датчика CO2 требуется соответствующий коннектор (PN 281803).



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1

GTIN: 07630002801294



Requires: [PN 281803](#) Адаптер, 15М (штекер)/15F (гнездо)



281721

### Адаптер воздуховода основного потока для датчика CO2



Диаметр ЭТ-трубки > 4 мм

Мертвое пространство: 5 куб. см

Масса: 12,0 г



Снижения давления: 0,38 смH2O при расходе 60 л/мин



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1

GTIN: 07630002801300



281722

### Адаптер воздуховода основного потока для датчика CO2



Для использования неонатального датчика потока в сочетании с одноразовым (PN 281720) или многоразовым (PN 281722) адаптером воздуховода для неонатального датчика CO2 требуется соответствующий коннектор (PN 281803).



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1

GTIN: 07630002801317



Requires: [PN 281803](#) Адаптер, 15М (штекер)/15F (гнездо)

**Продукт****Описание****281928 Датчик CO2 LoFlo для бокового потока**

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
GTIN: 07630002801041  
Notes: Требуется панель подключения устройств связи (HAMILTON-C1/T1/MR1) или модуль CO2 (HAMILTON-G5/S1).

**281930 Адаптер для датчика CO2 бокового потока**

Длина: 2,5 м  
Диаметр ЭТ-трубки ≤ 4,0 мм  
Мертвое пространство: 1 куб. см

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
GTIN: 07630002803786

**281931 Адаптер для датчика CO2 бокового потока**

С функцией осушения, для длительного использования.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
GTIN: 07630002801058

**281929 Адаптер для датчика CO2 бокового потока**

Диаметр ЭТ-трубки > 4,0 мм  
Мертвое пространство: 7 куб. см

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
GTIN: 07630002803779

**281932 Адаптер для датчика CO2 бокового потока**

С функцией осушения, для длительного использования.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1  
GTIN: 07630002801065  
Requires: [PN 281803](#) Адаптер, 15М (штекер)/15F (гнездо)

**282311 Монтажный кронштейн для модуля CO2**

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1

**950241 Sensor cable holder**

SpO2 and/or CO2 sensor cable holder with CAPNOSTAT-5 sensor mount for standard rails.

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1

GTIN: 07630002811071

Materials: PC/PBT V0

Dimensions: L: 14 cm / 6 in

Notes: Includes the following parts:

1x PN950240 Standard rail adapter

1x PN627167 Masimo Cable holder user guide

1x PN627168 Nihon Kohden Cable holder user guide

# Измерение SpO2

## Продукт

## Описание



**950241**



### Sensor cable holder

SpO2 and/or CO2 sensor cable holder with CAPNOSTAT-5 sensor mount for standard rails.

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1

GTIN: 07630002811071

Materials: PC/PBT V0

Dimensions: L: 14 cm / 6 in

Notes: Includes the following parts:

1x PN950240 Standard rail adapter

1x PN627167 Masimo Cable holder user guide

1x PN627168 Nihon Kohden Cable holder user guide



**282010**



### Адаптер датчика SpO2 (Nihon Kohden)

Для подключения датчика к аппарату ИВЛ.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1

GTIN: 07630002802864

Notes: Для использования с аппаратом ИВЛ HAMILTON-C3 требуется программное обеспечение версии 2.0.x. Заказ руководства пользователя режима SpO2 для аппарата ИВЛ HAMILTON-C3:

PN 624832 - на английском языке

PN 624887 - на немецком языке

PN 624883 - на французском языке

PN 624888 - на итальянском языке

PN 624885 - на португальском языке

PN 624882 - на испанском языке



**281947**



### Пальцевой датчик SpO2 (Nihon Kohden)

Плотно прилегает к пальцу благодаря уникальному механизму из двух подвижных частей. Яркий светодиодный индикатор и две резиновые направляющие обеспечивают более точное измерение SpO2.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002800402

Dimensions: L: 160 cm / 63 in

Notes: Для пациентов весом > 20 кг



**281949**



### Датчик SpO2 для крепления на кончике пальца руки (Nihon Kohden)

Уникальный дизайн. Охватывает небольшую область, тем самым снижая давление на палец, что делает датчик комфортнее для пациента (особенно при длительном использовании).

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002800426

Materials: защищен от влаги

Dimensions: L: 160 cm / 63 in

Notes: Для пациентов весом > 20 кг



281950



**Датчик SpO2 для крепления на кончике пальца руки (Nihon Kohden)**

Уникальный дизайн. Охватывает небольшую область, тем самым снижая давление на палец, что делает датчик комфортнее для пациента (особенно при длительном использовании).

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1  
 GTIN: 07630002800433  
 Materials: защищен от влаги  
 Dimensions: L: 160 cm / 63 in  
 Notes: Для пациентов весом > 50 кг



281951



**Пальцевой датчик SpO2 для взрослых (Nihon Kohden)**

Тонкий, мягкий материал с гладкой поверхностью обеспечивает комфортное прилегание к пальцу. Легко крепится. Комфортен для пациента и защищает от инфицирования.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1  
 GTIN: 07630002800440  
 Dimensions: L: 80 cm / 31 in  
 Notes: Для пациентов весом > 30 кг



281952



**Пальцевой датчик SpO2 для детей (Nihon Kohden)**

Тонкий, мягкий материал с гладкой поверхностью обеспечивает комфортное прилегание к пальцу. Легко крепится. Комфортен для пациента и защищает от инфицирования.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1  
 GTIN: 07630002800457  
 Dimensions: L: 80 cm / 31 in  
 Notes: Для пациентов весом 10-50 кг



281953



**Датчик SpO2 для новорожденных, крепящийся на внутренней части стопы (Nihon Kohden)**

Фиксируется на внутренней части стопы, пальце ноги или руки младенцев весом < 3 кг или пациентов весом более 40 кг

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1  
 GTIN: 07630002800464  
 Dimensions: L: 80 cm / 31 in



281954



**Пальцевой датчик SpO2 для новорожденных (Nihon Kohden)**

Для новорожденных весом 3-20 кг, крепление на пальце руки или ноги.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1/MR1  
 GTIN: 07630002800471  
 Dimensions: L: 80 cm / 31 in



281948



**Универсальный датчик SpO2 (Nihon Kohden)**

Благодаря своей гибкости позволяет точно расположить светодиодный индикатор на внутренней части стопы младенца или новорожденного либо на пальце руки или ухе взрослого.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1  
 GTIN: 07630002800419  
 Materials: защищен от влаги  
 Dimensions: L: 160 cm / 63 in

**Продукт****Описание****281956****Клеевая лента SpO2 (Nihon Kohden), размер S**

24

Для использования с универсальными датчиком (PN 281948) и универсальным U-образным датчиком SpO2 (PN 281955).



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1  
GTIN: 07630002800495

**281957****Клеевая лента SpO2 (Nihon Kohden), размер L**

24

Для использования с универсальными датчиком (PN 281948) и универсальным U-образным датчиком SpO2 (PN 281955).



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1  
GTIN: 07630002800501

**281955****Универсальный U-образный датчик SpO2 (Nihon Kohden)**

5

Благодаря своей гибкости позволяет точно расположить индикатор на внутренней части стопы младенца или новорожденного либо на пальце руки или ухе взрослого.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1  
GTIN: 07630002800488  
Dimensions: L: 160 cm / 63 in

**281958****Клипсовый адаптер SpO2 для крепления на ухе (Nihon Kohden)**

1

Благодаря своей гибкости позволяет точно расположить индикатор на внутренней части стопы младенца или новорожденного либо на ухе взрослого.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1  
GTIN: 07630002800518  
Notes: Для использования с универсальным U-образным датчиком (PN 281955).





950201



**Адаптер SpO2 с базовым комплектом Masimo (Masimo SET)**

M-LNCS (По одной детали, входящей в комплект.)

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002802277

Notes: Для использования с аппаратом ИВЛ HAMILTON-C3 требуется программное обеспечение версии 2.0.x. Заказ руководства пользователя режима SpO2 для аппарата ИВЛ HAMILTON-C3:  
 PN 624832 - на английском языке  
 PN 624887 - на немецком языке  
 PN 624883 - на французском языке  
 PN 624888 - на итальянском языке  
 PN 624885 - на португальском языке  
 PN 624882 - на испанском языке

Includes: [PN 282223](#) M-LNCS Amtx-3 (Masimo SET)  
[PN 282224](#) M-LNCS Pmtx-3 (Masimo SET)  
[PN 282225](#) M-LNCS Inf-3 (Masimo SET)  
[PN 282234](#) M-LNCS DBI (Masimo SET)  
[PN 282235](#) Кабель пациента Masimo (Masimo SET)  
[PN 282226](#) M-LNCS NEO-3 (Masimo SET)



282223



**M-LNCS Amtx-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом > 30 кг

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803830

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Номер изделия Masimo: 2509



282224



**M-LNCS Pmtx-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом 10-50 кг

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803847

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Номер изделия Masimo: 2511



282225



**M-LNCS Inf-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом 3-20 кг

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803854

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Номер изделия Masimo: 2513



282226



**M-LNCS NEO-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом < 3 кг или > 40 кг








For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803861

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Номер изделия Masimo: 2515

**Продукт****Описание**

	<b>282227 M-LNCS NeoPt-3 (Masimo SET)</b> 20 ⊗ ♿ ♿	<b>Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом &lt; 1 кг</b> For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1 GTIN: 07630002803878 Dimensions: L: 90 cm / 35 in Notes: Номер изделия Masimo: 2517
	<b>282228 M-LNCS DCI (Masimo SET)</b> 1 ↻ ♿ ♿	<b>Датчик SpO2 для пациентов весом &gt; 30 кг, нестерильный</b> For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1 GTIN: 07630002803885 Dimensions: L: 90 cm / 35 in Notes: Номер изделия Masimo: 2501
	<b>282229 M-LNCS DCI (Masimo SET)</b> 1 ↻ ♿ ♿	<b>Датчик SpO2 для пациентов весом 10–50 кг, нестерильный</b> For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1 GTIN: 07630002803892 Dimensions: L: 90 cm / 35 in Notes: Номер изделия Masimo: 2502
	<b>282230 M-LNCS TC-I Tip-Clip (Masimo SET)</b> 1 ↻ ♿ ♿	<b>Ушной датчик для пациентов весом &gt; 30 кг</b> For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1 GTIN: 07630002803908 Dimensions: L: 90 cm / 35 in Notes: Номер изделия Masimo: 2503
	<b>282234 M-LNCS DBI (Masimo SET)</b> 1 ↻ ♿ ♿	<b>Мягкий датчик SpO2 для пациентов весом &gt; 30 кг</b> For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1 GTIN: 07630002803915 Dimensions: L: 90 cm / 35 in Notes: Номер изделия Masimo: 2507
	<b>282235 Кабель пациента Masimo (Masimo SET)</b> 1 ♿ ♿	<b>RC-4</b> For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1 GTIN: 07630002803922 Dimensions: L: 122 cm / 48 in Notes: Номер изделия Masimo: 2506
	<b>282236 Кабель пациента Masimo (Masimo SET)</b> 1 ♿ ♿	<b>RC-12</b> For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1 GTIN: 07630002803939 Dimensions: L: 366 cm / 144 in Notes: Номер изделия Masimo: 2504





**950210**



**Адаптер SpO2 с базовым комплектом Masimo (Masimo SET)**

LNCS

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002804165

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Для использования с аппаратом ИВЛ HAMILTON-C3 требуется программное обеспечение версии 2.0.x. Заказ руководства пользователя режима SpO2 для аппарата ИВЛ HAMILTON-C3:  
 PN 624832 – на английском языке  
 PN 624887 – на немецком языке  
 PN 624883 – на французском языке  
 PN 624888 – на итальянском языке  
 PN 624885 – на португальском языке  
 PN 624882 – на испанском языке

Includes: [PN 282377](#) 20-контактный кабель SpO2 LNCS (Masimo SET)

[PN 282376](#) LNCS DBI (Masimo SET)

[PN 282371](#) LNCS Amtx-3 (Masimo SET)

[PN 282372](#) LNCS Amtx-3 (Masimo SET)

[PN 282374](#) LNCS Neo-3 (Masimo SET)

[PN 282375](#) LNCS NeoPt-3 (Masimo SET)



**282368**



**LNCS DCI (Masimo SET)**

Датчик для пациентов весом > 30 кг, нестерильный

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803946

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Номер изделия Masimo: 1863



**282369**



**LNCS DCIP (Masimo SET)**

Датчик для пациентов весом 10–50 кг, нестерильный

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803953

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Номер изделия Masimo: 1864



**282370**



**LNCS TC-I Tip Clip (Masimo SET)**

Ушной датчик для пациентов весом > 30 кг, нестерильный

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803960

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Номер изделия Masimo: 1895



**282371**



**LNCS Amtx-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом > 30 кг

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803977

Dimensions: L: 90 cm / 35 in

Notes: Номер изделия Masimo: 2317

**Продукт****Описание****282372 LNCS Amtx-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом 10–50 кг



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803984

Dimensions: L: 90 cm / 35 in



Notes: Номер изделия Masimo: 2318

**282373 LNCS Inf-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом 3–20 кг, стерилизуемый



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002803991

Dimensions: L: 90 cm / 35 in



Notes: Номер изделия Masimo: 2319

**282374 LNCS Neo-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом &lt; 3 кг или &gt; 40 кг



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002804004

Dimensions: L: 90 cm / 35 in



Notes: Номер изделия Masimo: 2320

**282375 LNCS NeoPt-3 (Masimo SET)**

Клейкий датчик SpO2 для пациентов весом &lt;1 кг, стерилизуемый



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002804011

Dimensions: L: 90 cm / 35 in



Notes: Номер изделия Masimo: 2321

**282376 LNCS DBI (Masimo SET)**

Мягкий датчик для пациентов весом &gt; 30 кг, нестерильный



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002804028

Dimensions: L: 90 cm / 35 in



Notes: Номер изделия Masimo: 2653

**282377 20-контактный кабель SpO2 LNCS (Masimo SET)**

Кабель пациента



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1

GTIN: 07630002804035

Dimensions: L: 122 cm / 48 in

Notes: Номер изделия Masimo: 2055



**950201PVIAdapter SpO2 Masimo Starterkit (Masimo SET with PVI)**

M-LNCS (One piece of every included part)  
Including PVI measurement

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1

GTIN: 07630002811248

Notes: For use with HAMILTON-C3 SW 2.0.x is required.

Order your SpO2 manual for HAMILTON-C3:

PN 624832 - English

PN 624887 - German

PN 624883 - French

PN 624888 - Italian

PN 624885 - Portuguese

PN 624882 - Spanish

For use with HAMILTON-C1/T1 SW 2.2.x is required

Order your SpO2 manual for HAMILTON-C1/T1

PN 624992 - English

PN 627002 - Chinese

PN 627003 - German

PN 627004 - French

PN 627005 - Italian

PN 627006 - Portuguese

PN 627008 - Russian

PN 627009 - Spanish

PN 627010 - Dutch

Order your SpO2 manual for HAMILTON-C6

PN 624963 - Englisch

PN 624964 - German

PN 624966 - Spanish

PN 624968 - Portuguese

PN 627058 - Dutch

PN 627078 - Danish

PN 627079 - Swedish

Order your SpO2 manual for HAMILTON-G5/S1

PN 627183 - English

PN 627184 - German

PN 627185 - French

PN 627186 - Spanish

PN 627187 - Italian

PN 627188 - Portuguese

PN 627189 - Russian

PN 627190 - Chinese

PN 627191 - Japanese

# Небулайзеры

## Продукт

## Описание



**151983**

### Комплект небулайзера



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO

GTIN: 07630002803618

Includes: [PN 151259](#) Трубка для пневматического небулайзера

[PN 279404](#) Микронебулайзер

[PN 279405](#) Адаптер для трубки подачи давления в небулайзер

[PN 279406](#) Адаптер для шланга 900 MR 534

[PN 279407](#) Адаптер для пневматического небулайзера



**151259**

### Трубка для пневматического небулайзера



ВД 4 мм, НД 7 мм (для подачи давления в небулайзер)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO

GTIN: 07630002803601

Materials: силиконовая резина

Dimensions: L: 150 cm / 59 in

Notes: Входит в комплект небулайзера (PN 151986).



**279404**

### Микронебулайзер



Коннекторы НД 22 x ВД 15 (мм)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO

GTIN: 07630002803625

Notes: Входит в комплект небулайзера (PN 151983).



**279407**

### Адаптер для пневматического небулайзера



22F (гнездо) x 22F (гнездо)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO

GTIN: 07630002803649

Notes: Входит в комплект небулайзера (PN 151986).



**279405**

### Адаптер для трубки подачи давления в небулайзер



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO

GTIN: 07630002803632

Notes: Входит в комплект небулайзера (PN 151986).



**279202**

### Фильтр для пневматического небулайзера



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GALILEO



**Продукт****Описание****AGAP1085**

1

**Аероген Pro: управляющий модуль с кабелем**

Для использования с управляющим модулем Аероген Pro (AGAP1050US/AGAP1050US)

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO

**AGAP1000**

1

**Аероген Pro: небулайзер**

Nebulizer with Filler Cap (autoclavable)

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO

GTIN: 07630002807791

**AGAP1030**

5

**Аероген Pro: крышка фильтра**

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO

Notes: Для использования с небулайзером AGAP1000.

**AGAP1010**

5

**Аероген: Т-адаптер для взрослых с силиконовой заглушкой**

OD22/ID22/ID22

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO

GTIN: 07630002807814

**AGAP1020**

5

**Аероген: Т-адаптер для детей с силиконовой заглушкой**

ID15xID22xOD15

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO

**AGAP1005**

5

**Аероген Pro T-piece Plug**

For use with:  
AG-AP1010  
AG-AP1020  
AG-AP1036

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO

GTIN: 07630002807807

Notes: Для использования с Т-адаптером для взрослых (AGAP1010) или детей (AGAP1020).

**AGAP1025**

5

**Аероген: неонатальный адаптер**

Для Т-адаптера для детей AGAP 1020 с коннекторами OD15 (штекер), ID10 (гнездо) (НД 10–7,5 мм), ID22 (гнездо) (НД 10 мм, ВД 7,5 мм).

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO

**Продукт****Описание****AGAP1055**

5

**Аероген Pro: вентилируемый угловой адаптер**

OD22 (штекер)/ID22 (гнездо)

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO**AGAP1060**

1

**Аероген: универсальный монтажный кронштейн**For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO**AGAP1070**

1

**Аероген: адаптер для крепления оборудования**For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO**AGAS3300**

5

**Комплект повышенного удобства Aerogen Solo**

Небулайзер, Т-адаптер для взрослых с силиконовой заглушкой и люэровским наконечником.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002807821

**AGAS3350**

10

**Комплект повышенного удобства Aerogen Solo**

Небулайзер, Т-адаптер для взрослых с силиконовой заглушкой и люэровским наконечником.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002807838

**AGAS3200**

10

**Небулайзер Aerogen Solo**

НД - 22

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL**AGAS3100**

5

**Небулайзер Aerogen Solo**

НД - 22

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002808682

**Продукт**

**Описание**



**AGAS3020**

**Аероген: Т-адаптер для детей**



ID15/ID22/OD15



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL



**AGAS3035**

**Аероген: Т-адаптер для младенцев**



ID12/ID22/OD12



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL



GTIN: 07630002811286



**AGAS3036**

**Т-адаптер Aerogen Solo**



ID10/ID22/OD10



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL



**AGAP1036**

**Аероген: Т-адаптер для младенцев с силиконовой заглушкой**



22F (гнездо)/10F (гнездо)/10M (штекер) (подходит для неонатальных контуров SLE)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL



**AGAS3010**

**Аероген: Т-адаптер для взрослых**



OD22 (штекер) /OD22 (гнездо) (elbow OD22/ID22(гнездо), elbow ID22 (гнездо))



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO



**AGAS3000I**

**Базовый комплект Aerogen Solo (международная версия)**



Управляющий модуль, два небулайзера Aerogen Solo с крышками фильтра, Т-адаптер для взрослых с силиконовой заглушкой, универсальный монтажный кронштейн, адаптер переменного/постоянного тока и руководство пользователя.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL



**AGAS1075**

**Комплект масок Aerogen Pro (международная конфигурация)**



Включает вентилируемый угловой адаптер и угловой адаптер маски ВД - 22, НД - 22 (ВД вентилируемого углового адаптера - 22)



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002808705



## Продукт

## Описание



### AGPX1050IN Только контроллер Aerogen Pro-X

1

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002808699



### 159566 Кабель небулайзера Aerogen

1

For ventilator: HAMILTON-S1/G5



### AGAS3600 Небулайзер Aerogen Solo

25

!ТОЛЬКО ДЛЯ ШВЕЙЦАРИИ!  
НД - 22










For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL  
GTIN: 07630002809931



# Устройства для поддержания nCPAP

## Продукт

## Описание

	<b>281976 Генератор nCPAP</b> 20 ⊗ ♿ ♿	С гибкими трубками для терапии nCPAP или неинвазивной вентиляции. For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1 GTIN: 07630002800532 Notes: Для использования с PN 281977–281981, PN 282328, PN 281982–281985 и PN 281933
	<b>260174 Линия контроля давления для режимов nCPAP/nCPAP-PC</b> 10 ⊗ ♿ ♿	For ventilator: HAMILTON-C1/C1 neo/T1/MR1 GTIN: 07630002804325 Dimensions: L: 160 cm / 63 in
	<b>260176 Линия контроля давления для режимов nCPAP/nCPAP-PC</b> 10 ⊗ ♿ ♿	For ventilator: HAMILTON-C1/C1 neo/T1/MR1 GTIN: 07630002804332 Dimensions: L: 310 cm / 122 in
	<b>281977 Назальные канюли, размер XS</b> 10 ⊗ ♿ ♿	Индивидуально упакованные For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1 GTIN: 07630002800549 Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical
	<b>281978 Назальные канюли, размер S</b> 10 ⊗ ♿ ♿	Индивидуально упакованные For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1 GTIN: 07630002800556 Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical
	<b>281979 Назальные канюли, размер M</b> 10 ⊗ ♿ ♿	Индивидуально упакованные For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1 GTIN: 07630002800563 Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical
	<b>281980 Назальные канюли, размер L</b> 10 ⊗ ♿ ♿	Индивидуально упакованные For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1 GTIN: 07630002800570 Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

**Продукт****Описание****281981****Назальные канюли, размер XL**

Индивидуально упакованные




For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800587



Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

**282328****Назальные канюли, размер WM**

Индивидуально упакованные




For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800709



Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

**281982****Назальные канюли, размер WL**

Индивидуально упакованные



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800594



Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

**281983****Назальные маски, размер S**

Анатомической формы, с двумя диафрагмами, индивидуально упакованные.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800600



Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

**281984****Назальные маски, размер M**

Анатомической формы, с двумя диафрагмами, индивидуально упакованные.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800617



Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

**281985****Назальные маски, размер L**

Анатомической формы, с двумя диафрагмами, индивидуально упакованные.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800624



Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

**281933****Назальные маски, размер XL**

Анатомической формы, с двумя диафрагмами, индивидуально упакованные.



For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800853



Notes: Для использования с PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

**Продукт****Описание****281975 Базовый комплект для режима nCPAP**

1



В каждый комплект входит: измерительная лента, 20 генераторы nCPAP, 10 маски, 10 канюли и 10 чепчики разных размеров.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GTIN: 07630002800525

**282330 Базовый комплект для режима nCPAP, малый**

1



В каждый комплект входит: измерительная лента, 20 генераторы nCPAP, 10 маски, 10 канюли и 10 чепчики разных размеров.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GTIN: 07630002800822

**282327 Чепчики с фиксирующими застежками, размер XXS (зеленые)**

10



Для фиксации PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GTIN: 07630002805285

Materials: хлопок, эластан

**281986 Чепчики с фиксирующими застежками, размер XS (белые)**

10



Для фиксации PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GTIN: 07630002800631

Materials: хлопок, эластан

**281987 Чепчики с фиксирующими застежками, размер S (желтые)**

10



Для фиксации PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002800648

Materials: хлопок, эластан

**281988 Чепчики с фиксирующими застежками, размер M (красные)**

10



Для фиксации PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GTIN: 07630002800655

Materials: хлопок, эластан

**281989 Чепчики с фиксирующими застежками, размер L (синие)**

10



Для фиксации PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1  
GTIN: 07630002800662

Materials: хлопок, эластан

## Продукт

## Описание



**281990**

### Чепчики с фиксирующими застежками, размер XL (оранжевые)

10

Для фиксации PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1

GTIN: 07630002800679

Materials: хлопок, эластан



**281991**

### Чепчики с фиксирующими застежками, размер XXL (зеленые)

10

Для фиксации PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1

GTIN: 07630002800686

Materials: хлопок, эластан



**281992**

### Чепчики с фиксирующими застежками, размер XXXL (белые)

10


Для фиксации PN 281976: генератор nCPAP Hamilton Medical



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/C1 neo/T1/MR1

GTIN: 07630002800693

Materials: хлопок, эластан



**281994**

### Измерительная лента для режима nCPAP

20

Для определения точного размера чепчика и канюли.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800716

Materials: бумага



**279971**

### Комплект адаптера с люэровской насадкой

50

Обеспечивает подачу и мониторинг окиси азота во время использования системы подачи F&P.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002800389

Notes: Для использования в режимах nCPAP/nCPAP-PC с комплектом дыхательного контура PN 281592 (RT225) или аналогичным.



**37700**

### Маска для режима nCPAP размера S (размер 0, малая)

12

Предназначено для использования с системой ARABELLA для терапии младенцев в режиме nCPAP.



For ventilator: ARABELLA

GTIN: 07630002801492

Notes: Подходит для младенцев весом < 750 г



**37701**

### Маска для режима nCPAP размера M (размер 1, средняя)

12

Предназначено для использования с системой ARABELLA для терапии младенцев в режиме nCPAP.



For ventilator: ARABELLA

GTIN: 07630002801508



**Продукт****Описание****37702**

12

**Маска для режима nCPAP размера L (размер 2, большая)**

Предназначено для использования с системой ARABELLA для терапии младенцев в режиме nCPAP.

For ventilator: ARABELLA

GTIN: 07630002801515

**33104**

10

**Чепчик для режима nCPAP (размер XL)**

Предназначено для использования с системой ARABELLA для терапии младенцев в режиме nCPAP.

For ventilator: ARABELLA

GTIN: 07630002801461

**33101**

10

**Чепчик для режима nCPAP (размер S)**

Предназначено для использования с системой ARABELLA для терапии младенцев в режиме nCPAP.

For ventilator: ARABELLA

GTIN: 07630002801430

**33103**

10

**Чепчик для режима nCPAP (размер L)**

Предназначено для использования с системой ARABELLA для терапии младенцев в режиме nCPAP.

For ventilator: ARABELLA

GTIN: 07630002801454

**33102**


10

**Чепчик для режима nCPAP (размер M)**

Предназначено для использования с системой ARABELLA для терапии младенцев в режиме nCPAP.

For ventilator: ARABELLA

GTIN: 07630002801447

**158157**

1

**Многоразовый дыхательный контур**

Для использования с системой ARABELLA для терапии младенцев в режиме nCPAP.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
ARABELLA

## Маски для неинвазивной вентиляции (NIV)

### Продукт

### Описание



282537

#### Вентилируемая полнолицевая маска NIV (размер L)



Для дыхательных контуров с одним патрубком. Прозрачное фиксирующее кольцо и угловой адаптер. Встроенная система выдоха. Подходит для использования с аппаратами ИВЛ Hamilton Medical.



GTIN: 07630002807074



282542

#### Невентилируемая полнолицевая маска NIV (размер S)



Для дыхательных контуров с U-образным патрубком. Синее фиксирующее кольцо и угловой адаптер. Для аппаратов с активным клапаном выдоха, тревогами и системами безопасности. Подходит для использования с аппаратами ИВЛ Hamilton Medical.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002807128



282541

#### Невентилируемая полнолицевая маска NIV (размер M)



Для дыхательных контуров с U-образным патрубком. Синее фиксирующее кольцо и угловой адаптер. Для аппаратов с активным клапаном выдоха, тревогами и системами безопасности. Подходит для использования с аппаратами ИВЛ Hamilton Medical.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002807111



282540

#### Невентилируемая полнолицевая маска NIV (размер L)



Для дыхательных контуров с U-образным патрубком. Синее фиксирующее кольцо и угловой адаптер. Для аппаратов с активным клапаном выдоха, тревогами и системами безопасности. Подходит для использования с аппаратами ИВЛ Hamilton Medical.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002807104



282632

#### Праца для полнолицевых масок NIV



Комфортное прилегание и стойкость к высокому давлению. Эргономические зажимы позволяют быстро отсоединить пращу. Выдерживает давление до 40 гПа.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002807586



282633

#### Быстросъемный шнур для полнолицевых масок NIV



Быстросъемный шнур для чрезвычайных ситуаций.



For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002807593

# Назальные канюли

## Продукт

## Описание



282495



### Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью потока (размер S)

Диаметр канюли: 4,0 мм; расстояние между канюлями: 11,8 мм  
Максимальная скорость потока: 35 л/мин  
Соединение: НД 22 мм

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002806473

Materials: Силикон, полипропилен, этиленвинилацетат, нейлон

Dimensions: L: 25 cm / 10 in

Notes: Для использования с аппаратом ИВЛ HAMILTON-BC8022: комплект дыхательного контура для взрослых с У-образным патрубком (PN 260161); следует также заказать адаптер (PN 282509) (ВД 22/ВД 22 [мм]).  
Для использования с датчиком потока для взрослых (PN 281637); следует также заказать адаптер (PN 282509) (ВД 22/ВД 22 [мм]).



282496



### Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью потока (размер M)

Диаметр канюли: 5,0 мм; расстояние между канюлями: 12,4 мм  
Максимальная скорость потока: 45 л/мин  
Соединение: НД 22 мм

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002806480

Materials: Силикон, полипропилен, этиленвинилацетат, нейлон

Dimensions: L: 25 cm / 10 in

Notes: Для использования с аппаратом ИВЛ HAMILTON-BC8022: комплект дыхательного контура для взрослых с У-образным патрубком (PN 260161); следует также заказать адаптер (PN 282509) (ВД 22/ВД 22 [мм]).  
Для использования с датчиком потока для взрослых (PN 281637) следует также заказать адаптер (PN 282509) (ВД 22/ВД 22 [мм]).



282497



### Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью потока (размер L)

Диаметр канюли: 6,0 мм; расстояние между канюлями: 11,1 мм  
Максимальная скорость потока: 60 л/мин  
Соединение: НД 22 мм

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002808095

Materials: Силикон, полипропилен, этиленвинилацетат, нейлон

Dimensions: L: 25 cm / 10 in

Notes: Для использования с аппаратом ИВЛ HAMILTON-BC8022: комплект дыхательного контура для взрослых с У-образным патрубком (PN 260161); следует также заказать адаптер (PN 282509) (ВД 22/ВД 22 [мм]).  
Для использования с датчиком потока для взрослых (PN 281637) следует также заказать адаптер (PN 282509) (ВД 22/ВД 22 [мм]).



**282714**

**Optiflow™ High Flow Nasal Cannula size S**



OPT842  
 Flow rate: See the recommendations and guidelines of Optiflow™ High Flow Nasal Cannula manufacturer and humidification system used.  
 Connection: OD22  
 For use with adult dual limb breathing set (PN 260161) order adapter PN 282509 (ID22 / ID22).  
 Note that this article may only be sold by Hamilton Medical for use with our ventilators.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
 GTIN: 07630002811026  
 Materials: Latex free, Polypropylen, Polyethylen, Polyester, Lycra, TPE (Thermoplastic Elastomer)  
 Dimensions: L: 32 cm / 13 in



**282715**

**Optiflow™ High Flow Nasal Cannula size M**



OPT844  
 Flow rate: See the recommendations and guidelines of Optiflow™ High Flow Nasal Cannula manufacturer and humidification system used.  
 Connection: OD22  
 For use with adult dual limb breathing set (PN 260161) order adapter PN 282509 (ID22 / ID22).  
 Note that this article may only be sold by Hamilton Medical for use with our ventilators.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
 GTIN: 07630002810999  
 Materials: Latex free, Polypropylen, Polyethylen, Polyester, Lycra, TPE (Thermoplastic Elastomer)  
 Dimensions: L: 32 cm / 13 in



**282716**

**Optiflow™ High Flow Nasal Cannula size L**



OPT846  
 Flow rate: See the recommendations and guidelines of Optiflow™ High Flow Nasal Cannula manufacturer and humidification system used.  
 Connection: OD22  
 For use with adult dual limb breathing set (PN 260161) order adapter PN 282509 (ID22 / ID22).  
 Note that this article may only be sold by Hamilton Medical for use with our ventilators.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
 GTIN: 07630002811002  
 Materials: Latex free, Polypropylen, Polyethylen, Polyester, Lycra, TPE (Thermoplastic Elastomer)  
 Dimensions: L: 32 cm / 13 in





**282717**

20



**Optiflow™ Tracheostomy Direct Connection**

OPT870

Flow rate: See the recommendations and guidelines of Optiflow™ Tracheostomy Direct Connection manufacturer and humidification system used.

Connection: OD22

For use with adult dual limb breathing set (PN 260161) order adapter PN 282509 (ID22 / ID22).

Note that this article may only be sold by Hamilton Medical for use with our ventilators.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1

GTIN: 07630002811019

Materials: Latex free, Polypropylen, Polyethylen, Polyester, Lycra, TPE (Thermoplastic Elastomer)

Dimensions: L: 32 cm / 13 in



10



**10072359 Fixation patch, large**

Fixation patch for Nuflow nasal cannula PN10072356 / PN10072357.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5/C3/C1/C1 neo/T1/MR1

GTIN: 4060139400153

Materials: Hydrocolloid

# Кислородные ячейки

## Продукт

## Описание



**396008**

### Кислородная ячейка



For ventilator: HAMILTON-S1/G5  
GALILEO, RAPHAEL



GTIN: 07630002803472



**396200**

### Кислородная ячейка



For ventilator: HAMILTON-C6/C3/C2/C1/T1/MR1  
GTIN: 07630002801126



**159715**

### Парамагнитный датчик O2: комплект для апгрейда

Для аппаратов ИВЛ HAMILTON-G5/S1 с серийным номером SN 10291 и более новых.



For ventilator: HAMILTON-S1/G5  
GTIN: 07630002806060

Notes: Стандартное устройство для измерения концентрации кислорода: гальванический элемент



**396009**

### Датчик O2



For ventilator: HAMILTON-S1/G5  
GALILEO, RAPHAEL



**160169**

### Парамагнитный датчик O2

Установку парамагнитного датчика O2 должен осуществлять технический специалист.



For ventilator: HAMILTON-C6  
GTIN: 07630002809436

# Инструменты и оборудование для тестирований

## Продукт

## Описание



151815



### Демонстрационный симулятор легкого

с ЭТ-трубкой 7 мм, 2 л, с коннектором 15М (штекер)

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

Notes: Обеспечивает показатели сопротивления и податливости, необходимые для проверки соответствия режима работы аппаратов ИВЛ Hamilton Medical техническим характеристикам. Рекомендуется использовать для тестирования устройства перед эксплуатацией. Безлатексный дыхательный мешок можно стерилизовать в автоклаве до 20 раз. ЭТ-трубку нельзя стерилизовать и использовать повторно.



151816




### Демонстрационный симулятор легкого

с ЭТ-трубкой 4 мм, 0,5 л, с коннектором 15М (штекер)

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

GTIN: 07630002807401  
Notes: Обеспечивает показатели сопротивления и податливости, необходимые для проверки соответствия режима работы аппаратов ИВЛ Hamilton Medical техническим характеристикам. Рекомендуется использовать для тестирования устройства перед эксплуатацией. Безлатексный дыхательный мешок можно стерилизовать в автоклаве до 20 раз. ЭТ-трубку нельзя стерилизовать и использовать повторно.



281869



### IntelliLung

Обеспечивает регулируемые показатели сопротивления и податливости, необходимые для демонстрации работы аппаратов ИВЛ Hamilton Medical.

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

Notes: Объем: 0,5 л



R53353



### Демонстрационный симулятор легкого (версия для младенца)

Симулятор пассивного легкого с двумя независимыми камерами (для симуляции легких у младенцев и новорожденных). Коннектор 15М (штекер).

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL



151814



### ЭТ-трубка

4 мм, с коннекторами 15М (штекер)

Для использования с демонстрационным симулятором легкого (PN 151816, версия для ребенка).

For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1  
GALILEO, RAPHAEL

## Конфигурация устройства

### Продукт

### Описание

	<b>279206</b> <b>Дыхательный мешок</b> Объем: 2 л For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO, RAPHAEL
	<b>279208</b> <b>Дыхательный мешок</b> Объем: 0,5 л For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO, RAPHAEL
	<b>151813</b> <b>ЭТ-трубка</b> 7 мм, с коннекторами 15М (штекер) Для использования с демонстрационным симулятором легкого (PN 151815, версия для взрослого). For ventilator: HAMILTON-S1/G5/C3/C2/C1/T1/MR1 GALILEO, RAPHAEL
	<b>950004</b> <b>HAMILTON-H900: основа увлажнителя, 110-127 В</b> Увлажнитель дыхательной смеси с цифровым пользовательским интерфейсом для инвазивной и неинвазивной вентиляции. GTIN: 07630002801546

# Esophageal catheter

## Продукт

## Описание



**230185**

5



### Пищеводный катетер

Набор включает катетер длиной 86 см со слепым концом и баллон длиной 9,5 см.

For ventilator: HAMILTON-C6/S1/G5

GTIN: 07630002803755

Dimensions: L: 86 cm / 34 in

Notes:

На катетере есть обозначения, которые облегчают введение баллона в нижнюю треть грудной полости. Зонд с U-образным коннектором из комплекта поставки позволяет считывать значения давления во время введения, что облегчает процедуру. Удлинительный зонд с гнездовым/штекерным Люэровским соединением и трехходовым запорным краном подсоединяется к манометрам.

## Тележки и крепления

### Продукт

### Описание



950231



#### **Боковой монтажный кронштейн на рейке для увлажнителя HAMILTON-H900**

для крепления устройства к стандартным боковым рейкам

Materials: Алюминий



159541



#### **Комплект регулируемого крепления увлажнителя**

Не используется с компрессором, корзиной и комплектом крепления баллона с газовой смесью.

For ventilator: HAMILTON-S1/G5

GTIN: 07630002805001



159663



#### **Малый комплект регулируемого крепления увлажнителя**

Устанавливается вместе с корзиной. Не используется с компрессором и комплектом крепления баллона с газовой смесью.

For ventilator: HAMILTON-S1/G5

GTIN: 07630002805018



160969



#### **Кронштейн увлажнителя**

Кронштейн для установки увлажнителя на тележке (PN 160029). Совместим с увлажнителями HAMILTON-H900 и Fisher & Paykel.

For ventilator: HAMILTON-C6

GTIN: 07630002809337



951043



#### **Кронштейн IntelliCuff для аппарата ИВЛ HAMILTON-C2/C3**

For ventilator: HAMILTON-C3/C2

GTIN: 07630002807609

Includes: [PN 951019](#) Защелкивающийся адаптер



# **HAMILTON** **MEDICAL**

Intelligent Ventilation since 1983

Manufacturer:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Switzerland

☎ +41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

[www.hamilton-medical.com](http://www.hamilton-medical.com)